


Riposan RZ



Größen:

Maße	Art. Nr.
80 x 200 x 14 cm	2038 A002
90 x 200 x 14 cm	2038 A001
90 x 220 x 14 cm	2038 A003
100 x 200 x 14 cm	2038 A008
100 x 220 x 14 cm	2038 A004
120 x 200 x 14 cm	2038 A005
120 x 220 x 14 cm	2038 A006
140 x 200 x 14 cm	2038 A007

Optional:

- auf Anfrage Härte H2 (Stauchhärte 3,0 kPa) erhältlich
- weitere Längen und Breiten auf Anfrage

Technische Details:

- Kernhöhe: 14 cm
- PU-7 Zonen Kaltschaum RG 55
- H3: mittel, Stauchhärte 4,0 kPa
Randzonenverstärkung
- Verpackungsart gerollt
- PU-Nässebezug in blau, 190g/m², 100% Polyester, Waschbar bis 95°C
- Hergestellt in Deutschland

