

practico 25|80 plus

Flexibilität für mehr Komfort und beste Pflege



.bock[®] ///



Zeit- und Kostenersparnis
durch die integrierte Bett- und Seitensicherungsverlängerung



Zuverlässig
durch hochwertige Materialien und langlebige Komponenten



Ergonomisch
durch eine lange Rückenlehne

Warum bock?

- ▶ Qualität „Made in Germany“
- ▶ Verlässlich – seit über 100 Jahren
- ▶ Innovativ für eine bessere Pflege

practico 25|80 plus

Flexibilität für mehr Komfort und beste Pflege

.bock[®] ///

Technische Details

- ▶ Höhenverstellbarkeit von 25 - 80 cm
- ▶ 4-geteilte Liegefläche 90 x 200 cm
- ▶ Integrierte Bett- und Seitensicherungsverlängerung auf 210 und 220 cm
- ▶ 100 mm Doppellenkrollen
- ▶ Außenmaß 105 x 210 cm
- ▶ Sichere Arbeitslast 220 kg
- ▶ Max. Personengewicht 185 kg
- ▶ Gesamtgewicht des Produktes ca. 150 kg
- ▶ Lifterunterfahrbarkeit 15 cm
- ▶ Seitensicherungshöhe mit Federholzleisten 39,5 cm

Produktvorteile

- ▶ Hohe Wirtschaftlichkeit durch die integrierte Bett- und Seitensicherungsverlängerung
- ▶ Ergonomische Rückenlehne und Matratzenausgleich für eine physiologische sowie bequeme Sitzposition
- ▶ Zentralverriegelung mit Richtungsfeststeller für ein einfaches Manövrieren und Arretieren
- ▶ Einzelantriebe für eine hohe Zuverlässigkeit
- ▶ Komfortsitzposition, Kopf- und Beintieflagerung
- ▶ Vielzahl an Ausstattungsvarianten und Zubehörmöglichkeiten
- ▶ Wohnliches Design