

practico ultraniedrig 9,5/80

Neues Denken für eine barrierefreie Pflege

Perfekt auf Pflege eingerichtet.

.bock[®]///



Neue Dimensionen in der Höhenverstellbarkeit

– ideal für Bewohner und für Pflegekräfte

Das practico ultraniedrig 9,5/80 ist extrem bodennah absenkbar: In der Ultraniedrigposition von nur 9,5 cm gewährleistet es eine moderne Sturzfolgen-Prophylaxe, die dem Bewohner Bewegungsfreiheit erlaubt. Darüber hinaus fördert die taktile Erfahrbarkeit einer greifbar nahen Bodenfläche das Sicherheits- und Geborgenheitsgefühl der Bewohner.



Auch für Pflegekräfte erleichtert das practico ultraniedrig 9,5/80 den Alltag: In der Ultraniedrigposition kann auf ansonsten übliche, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie das Auslegen von Sturzmatten verzichtet werden. Darüber hinaus unterstützt dieses speziell konzipierte Bett Bewohner in ihrer eigenen Mobilität und erleichtert ihnen den selbstständigen Ein- und Ausstieg.

- // Verlässliche Sturzfolgen-Prophylaxe
- // Gleiten statt Fallen
- // Selbstbestimmtes, freies Liegen
- // Rückenschonendes, gesundes Arbeiten

Die bodennahe Liegeposition von nur 9,5 cm gibt unruhigen Patienten Sicherheit – ganz ohne einschränkende Maßnahmen.



Die stabile Hubsäulenteknik ermöglicht eine Verfahrbarkeit auf eine rückenschonende Arbeitshöhe von 80 cm für Pflegetätigkeiten.



Das barrierefreie Bett – für eigenständige Mobilität und Selbstbestimmtheit

Die barrierefreie Niedrigposition stärkt das individuelle Sicherheits- und Geborgenheitsgefühl des Bewohners und ermöglicht eigenständige Mobilität – beim Verlassen des Bettes und auch beim Weg zurück: Im „Vierfüßlerstand“ ist das oftmals auch für eingeschränkt mobile Menschen ohne Hilfe möglich.

Für den Ein- und Ausstieg kann der Bewohner die bequeme Betthöhe von 37,5 cm per Handschalter selbst einstellen.

Im Einklang mit dem Werdenfelser Weg kann beim practico ultraniedrig 9,5/80 auf freiheitseinschränkende Maßnahmen zur Sturzfolgen-Prophylaxe in der Regel komplett verzichtet werden. Die Pflegebetten von bock unterstützen darüber hinaus auch die Anforderungen des zukünftigen „Expertenstandards Mobilität“. Verschiedene Seitensicherungsvarianten bieten auf Wunsch zusätzliche Aufstieghilfen, Sicherheit, Geborgenheit und Halt.



Individuell einstellbare Komfortpositionen unterstützen die Wahrnehmungsförderung und ermöglichen eine Teilhabe am Tagesgeschehen.

Teleskopierbare Seitensicherungen und Griffbügel ermöglichen individuelle Mobilität und geben unterstützenden Halt.

- // Komfortable Ein- und Ausstiegshöhe
- // Mobilitätsfördernd
- // Sicher zurück ins Bett
- // Geborgenheit





Selbstbestimmtes Liegen – mit Sicherheit und größtmöglichem Komfort

Das practico ultraniedrig 9,5/80 bietet einen ausgezeichneten Funktionsumfang und ist nicht nur als Niedrigbett, sondern bedarfsübergreifend auch als flexibles Komfort-Pflegebett einsetzbar.

Motorisch unruhige Bewohner profitieren besonders von der Sicherheit, die das practico ultraniedrig bietet: In der bodennahen Schlaf- und Ruheposition auf nur 9,5 cm Höhe ist ein Verletzungsrisiko beim unbeabsichtigten Herausgleiten aus dem Bett nahezu ausgeschlossen.

Die barrierefreie Ultraniedrigposition mit versenkten Seitensicherungen ermöglicht es zudem vielen Bewohnern, nach einem unbeabsichtigten Herausgleiten eigenständig wieder zurück ins Bett zu gelangen.

Die Verfahrbarkeit von 80 bis 9,5 cm mit voreingestellten Stopps bei der Ein- und Ausstiegshöhe von 37,5 cm und zusätzlichen Sicherheitsstopps bei 27,5 und 15,5 cm bietet Bewohnern und Pflegekräften größtmöglichen Komfort und Sicherheit.

Die integrierte Bett- und Seitensicherungsverlängerung auf 220 cm ist im Handumdrehen ausziehbar.



Ergonomische und funktionale Liegefläche für die variable Einstellung von Pflege- und Komfortpositionen



Typ 31



Das practico ultraniedrig 9,5/80 ist in verschiedenen Dekoren und Endstückvarianten erhältlich und ist für Lifter und Aufstehhilfen unterfahrbar.

Typ 32



Typ 33



Die technischen Vorteile im Überblick:

- // Höhenverstellung: 9,5 bis 80 cm
- // Hohe Quer- und Seitenstabilität des Bettes
- // Sichere Arbeitslast: 220 kg
- // Außenmaß: 102 x 240 cm
- // Leichtläufige Doppel-Lenkrollen (ø100 mm) mit integrierten Wandabweisrollen
- // Neue ergonomische Liegefläche
- // Sicherheit durch Abschaltung bei ca. 37,5 + 27,5 + 15,5 cm
- // Integrierte Bettverlängerung inklusive Seitensicherungsverlängerung

.bock[®] ///



Sie wünschen sich mehr Informationen?

Weitere Informationen über das practico ultraniedrig 9,5/80 finden Sie bequem im Internet. Scannen Sie einfach den abgebildeten QR-Code, und Sie gelangen automatisch auf unsere Website. Oder möchten Sie sich direkt beraten lassen? Dann erreichen Sie uns ganz unkompliziert per Telefon oder E-Mail. Unser engagiertes Team berät Sie gern im persönlichen Gespräch!

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Germany

Telefon: 05246 9205-0
Telefax: 05246 9205-25
e-Mail: info@bock.net
Internet: www.bock.net