

Die neue Generation Betten für die häusliche Pflege.



Das neue bock domiflex® 3 setzt einen entscheidenden Schritt in die Zukunft für eine bessere Pflegeversorgung zu Hause. Sowohl für Hilfsmittelerbringer als auch für Pflegende und Pflegebedürftige ist das domiflex® 3 das beste Pflegebett für die häusliche Pflege. Bereits das Standardmodell verfügt über einen vergrößerten Höhenverstellbereich von 35 – 80 cm und ein erhöhtes Patientengewicht bis 155 kg bzw. einer erhöhten sicheren Arbeitslast bis 190 kg.

domiflex 3	
Maße	
Außenmaß	103 × 210,7 cm
Liegefläche	90 × 200 cm
Sondermaße	Bettverlängerung auf 220 cm möglich
Höhenverstellung	35–80 cm
Lifterunterfahrbarkeit	> 15 cm
Gewichte	
Max. Personengewicht	155 kg
Sichere Arbeitslast	190 kg
Bettgewicht	78 kg
Max. Gewicht pro Baugruppe	< 18 kg
Hilfsmittelnummern	
GKV:	19.40.01.3044
Pflegekasse:	50.45.01.1083
Motoren	
Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose.	



Alle Vorteile zum neuen bock domiflex® 3 finden Sie hier:

Leichte Baugruppen und werkzeuglose Verbindungstechnik sorgen für einen schnellen und Auf- und Abbau

4-geteilte Liegefläche mit komfortablen Federholzleisten

35 cm für einen sicheren Ein- und Ausstieg

Die Vorteile im Überblick



Höhenverstellbereich 35 – 80 cm

- ⊕ Erweiterter Höhenverstellbereich von 35 – 80 cm
- ⊕ Ergonomischer und komfortabler Ein- und Ausstieg bei 35 cm
- ⊕ Rückenschonende und einstellbare Pflegehöhe bis 80 cm



Zwei Dekore zur Auswahl

- ⊕ Klassisch: Buche gedämpft
- ⊕ Modern: Sonoma Eiche hell



Kabelgebundener Handschalter

- ⊕ Mit Sperrfunktion und vielen Verstellmöglichkeiten
- ⊕ Softe Tasten sorgen für eine angenehme Haptik
- ⊕ Sichere Kontaktbestätigung



Umfangreiches Zubehörprogramm

- ⊕ Mehr Komfort, z.B. mit Polstern für die Seitensicherungen
- ⊕ Mehr Sicherheit, z.B. mit der Aufsteh- und Mobilisierungshilfe



Das Transport- und Lagerungssystem

- ⊕ Das platzsparende Transport- und Lagerungssystem sowie leichte Baugruppen ermöglichen ein einfaches Handling



Die werkzeuglose Verbindung

- ⊕ Die werkzeuglose Verbindungstechnik sorgt für einen schnellen Auf- und Abbau