

# Objekteinrichtungen 2014

Innovationen, die beleben. Und Pflege erleichtern.

**.bock**<sup>®</sup>///




## Raumkonzepte zum Wohlfühlen: optimal für professionelle Pflege.

Die Hermann Bock GmbH ist in der Pflege zuhause: Seit den 70er Jahren fertigen wir ergonomische Liegesysteme und seit 1992 komplette Pflegeeinrichtungen. Wir haben die Erfahrung. Und wissen, was es in der in der Praxis heute braucht: Harmonische Raumkonzepte, die komfortables Wohnen garantieren und zugleich eine professionelle Pflege!

Zu den Neuentwicklungen unserer Spezialisten gehört das wandelbare Pflegebett practico alu 25/80. Ein Bett für alle Fälle, das Technik und Wohnlichkeit vereint. Durch das neue Design von Bett- und Fußverkleidung ist es ein optischer Hingucker. Technisch bis ins Detail durchdacht: practico alu 25/80 kann werkzeuglos verlängert und so patientenindividuell angepasst werden. Das geht ganz leicht: Die vollergonomische, echte Bettverlängerung ist im Handumdrehen eingelegt. Die Seitengitter sind für alle Längen vorgesehen. Das Ergebnis: Komfort auf ganzer Linie!

### ► Sparen Sie Zeit und Kosten:

Im Handumdrehen verlängern Sie das practico alu 25/80 um 20 cm – ohne den mühsamen Austausch des Seitengitters. Natürlich werkzeuglos, inklusive perfekt passender Verlängerung aus hochwertigem Aluminium.



## Das Messehighlight 2014: practico alu 25/80!

- /// Echte Bettverlängerung:  
ohne Austauschteile und Werkzeuge  
im Handumdrehen nutzbar
- /// Ein Seitengitter, das mitwächst
- /// Verstellbereich 25/80 cm
- /// Wohnlichkeit und Technik optimal vereint



### ► Technisch ausgereift und optisch perfekt:

Die teleskopischen Seitengitter für Standard- und Sonderlänge.

### ► Druckentlastend, wirtschaftlich und hygienisch:

Patientenindividuelle Federkonfigurationen ganz ohne Werkzeug, optimale Unterlüftung, keine Feuchtigkeitsaufnahme, lange Lebensdauer: Das Unterfederungssystem ripolux® neo ist ideal für große und kleine, schwere und leichte Patienten. So wird die Bettendisposition nachhaltig erleichtert.



## Entwicklungsarbeit, Handarbeit, Wertarbeit: von der Unterfederung über Design-Elemente bis zum Handschalter.

.bock Objektseinrichtungen bieten ein breites Spektrum in puncto Stil, in Sachen Vielfalt, bei Sonderanfertigungen, Zusatzfunktionen und im Bereich optionaler Hilfsmittel.

Unser Team arbeitet kontinuierlich an durchdachten Lösungen, um Ihnen den Pflegealltag gezielt zu erleichtern. Dafür stehen wir im Dialog mit professionellen Pflegeteams – und nehmen Feedback ernst!

Das Ergebnis: Qualität, Funktionalität, Komfort und offene Systeme, mit denen Sie hier und heute optimal aufgestellt sind und die Ihnen auch in Zukunft alle Optionen bieten. Ganz gleich ob Sie auf- oder umrüsten, Fronten austauschen oder Farben verändern möchten!



## Ein Bett für alle Fälle: practico alu 25/80.

- /// Intelligentes LED-Lichtsystem
- /// Aus hygienischem Aluminium
- /// Neue Fußverkleidung
- /// Endstücke in neuem Design




### ► Zeitgemäßes, erlesenes Design:

Sie wählen aus verschiedensten Endstücken. Zur Verfügung stehen elegante Holz-Aluminium-Kombinationen und Vollholzendstücke. Jedes Endstück ist mit einer Bettzeugablage und Wandabweisrollen erhältlich.

### ► Intelligentes Lichtsystem:

Über dem Bett zum Lesen, unter dem Bett für maximale Sicherheit: LEDs schaffen klares Licht und helfen bei der Orientierung. Sie sind über den Handschalter steuerbar und angeschlossen an den Antrieb des höhenverstellbaren Unterfederungssystems. Ein zusätzlicher Netzanschluss entfällt – und mit dem Kabelsalat ist Schluss.



### ► Design und Funktion in perfekter Harmonie:

Die Rollenverkleidung ist stilvoll gestaltet, besonders stabil für den Bettentransport von A nach B und durchdacht kombiniert mit einem praktischen Zentralbremshebel zur gleichzeitigen, sicheren Blockierung aller vier Doppel-Lenkrollen.



## Klassische Vielfalt: wohnen, leben, wohlfühlen.

Möbel von .bock haben Stil und schaffen Ambiente. Passend zu unserem Bettsystem practico alu 25/80 haben wir ein Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen lässt. Funktionale Schrank- und Regalmöbel gehören ebenso dazu wie Tische, Sofas, Sessel und Hocker.

Damit gelingen harmonische Raumkonzepte: in sich schlüssig und ideal auch für höchste Ansprüche. Lassen Sie sich von unseren Vertriebsmitarbeitern und Innenarchitekten beraten – gerne besuchen wir Sie und machen uns vor Ort ein Bild von Ihren Räumen!

► Die Sofa- und Sesselkollektion „Daisy“ zeichnet sich durch eine besonders bequeme Unterfederung sowie eine Vielzahl an Stoffen und Holzfarben aus. Alle Materialien sind schwer entflammbar.



► Die Sofa- und Sesselkollektion „H“ besticht durch ihre klare, klassische Linie und bietet Sitzkomfort auf höchstem Niveau.



► Unser Programm umfasst vielfältige Nachttische und praktische Server für maximalen Komfort und gezielte Unterstützung beim Lesen, Essen und Co.



► Unsere Kastenmöbel liefern wir in allen Standardgrößen und natürlich auch in attraktiven Sondermaßen. Eine Vielzahl variantenreicher Holzkore bietet unzählige Möglichkeiten für hochindividuelle Raumkonzepte.



# .bock<sup>®</sup> ///



Sie wünschen sich noch mehr Infos? Scannen Sie den QR-Code!  
So gelangen Sie ohne Umweg auf unsere Website und können alle  
Einrichtungsoptionen im Detail erkunden. Sie möchten direkt mit  
unserem Vertriebsteam sprechen und sich konkret beraten lassen?  
Wir sind für Sie da: per Telefon, per Mail, persönlich. Unser enga-  
giertes Team freut sich auf Sie!

**Perfekt auf Pflege eingerichtet.**

Hermann Bock GmbH  
Nickelstraße 12  
33415 Verl  
Germany

Telefon: 05246 9205-0  
Telefax: 05246 9205-25  
E-Mail: [info@bock.net](mailto:info@bock.net)  
Internet: [www.bock.net](http://www.bock.net)

© eingetragenes Warenzeichen  
Bestell-Nr.: 890.02072  
Stand: Juni 2014  
Technische Änderungen vorbehalten.

# .bock<sup>®</sup> ///



Sie wünschen sich noch mehr Infos? Scannen Sie den QR-Code!  
So gelangen Sie ohne Umweg auf unsere Website und können alle  
Einrichtungsoptionen im Detail erkunden. Sie möchten direkt mit  
unserem Vertriebsteam sprechen und sich konkret beraten lassen?  
Wir sind für Sie da: per Telefon, per Mail, persönlich. Unser enga-  
giertes Team freut sich auf Sie!

**Perfekt auf Pflege eingerichtet.**

Hermann Bock GmbH  
Nickelstraße 12  
33415 Verl  
Germany

Telefon: 05246 9205-0  
Telefax: 05246 9205-25  
E-Mail: [info@bock.net](mailto:info@bock.net)  
Internet: [www.bock.net](http://www.bock.net)

© eingetragenes Warenzeichen  
Bestell-Nr.: 890.02072  
Stand: Juni 2014  
Technische Änderungen vorbehalten.