

## Sturzfolgen-Prophylaxe mit dem practico ultraniedrig 9,5/80

# bock zeigt barrierefreies Niedrigstbett auf der Altenpflege 2016

**Hannover, Verl, 10. März 2016** – Zur Fachmesse Altenpflege 2016

präsentiert die Hermann Bock GmbH ihr barrierefreies Niedrigstpflegebett practico ultraniedrig 9,5/80. Sogenannte Niedrigstbetten zeichnen sich gegenüber den bekannten Niedrig- oder Niedrigflurbetten dadurch aus, dass ihre Liegefläche bei Bedarf auf weniger als 10 Zentimeter Höhe absenkbar ist. Die bodennahe Liegeposition schützt Bewohner sicher vor Sturzfolgen und fördert aktive Mobilität. Denn aufgrund der reduzierten Höhe gelingt nicht nur das Verlassen des Bettes leichter, sondern auch der selbstbestimmte Wiedereinstieg. Mit dem practico ultraniedrig 9,5/80 kann der Bewohner per Autostopp-Funktion gängige Ein- und Ausstiegspositionen zwischen 9,5 cm und 37,5 cm Höhe anfahren. Pflegekräfte können die Liegefläche zudem auf eine sichere Arbeitshöhe von 80 cm anheben – die Seitensicherungen für die Pflegeposition sind vollständig versenkbar ins Bett integriert.

## **Pflege-Demonstration in Halle 19, Messestand C80**

Auf der Messe Altenpflege, die vom 8. bis 10. März 2016 in Hannover stattfindet, demonstriert Pflegeausbilderin Sandra Skala in Halle 19 auf dem Messestand C80 den praktischen Umgang mit den neuen Niedrigstbetten. Sie gibt Pflegekräften Tipps für einen rückschonenden Umgang mit Bewohnern – und erklärt, wie sich das practico ultraniedrig 9,5/80 optimal einsetzen lässt, um Eigenständigkeit zu erhalten und zu fördern.

*(ca. 1.400 Zeichen)*

## ***Bildzeile (151116\_practico ultraniedrig\_BOCK.jpg)***

Beim practico ultraniedrig 9,5/80 von bock gibt eine bodennahe Liegeposition von nur 9,5 cm unruhigen Patienten Sicherheit – ganz ohne einschränkende Maßnahmen.

### **Kontakt:**

Hermann Bock GmbH  
Nickelstr.12  
D-33415 Verl

Ansprechpartner:  
Dr. Stefan Kettelhoit

Tel.: +49 5246 9205-0  
info@bock.net  
www.bock.net

### **Agenturkontakt:**

co-operate Wegener & Rieke GmbH  
Zumsandstraße 32  
D-48145 Münster

Ansprechpartner:  
Christian Rieke

Tel.: +49 251 3222611  
wort@co-operate.net  
www.co-operate.net

Diese Pressemitteilung sowie  
Bildmaterial in Druckauflösung stehen  
zum Download bereit unter:  
www.bock.net/unternehmen/presse/