



Seit Mai 2018 kann bei allen Pflegebetten und Betteinsätzen mit einem Antriebssatz und Stecker Netzteil (SMPS) der Firma limoss, nach bestandener Sicht- und Funktionsprüfung, auf die Geräteableitstrommessungen verzichtet werden. Sie profitieren von dieser Regelung bei den folgenden Hermann Bock Produkten:

- domiflex
- domiflex niedrig
- domiflex niedrig classic
- domiflex 185
- adiflex 220
- belluno Pflegebett
- belluno Bett-im-Bett-System
- combiflex Bett-im-Bett-System
- combiflex Pflegebett

**Diese Regelung ist für die ersten 10 Jahre nach Herstellungsdatum gültig.**

Die angepassten Inspektionslisten und unsere Herstellererklärung stehen Ihnen unter folgendem Link zum Download bereit:

<https://www.bock.net/unternehmen/download>