


Der Superlativ im Segment der Niedrigstbetten

Das floorline® 9.5|80 ermöglicht ein bodennahes, angstfreies Liegen und schützt unruhig Schlafende vor sturzbedingten Verletzungen. Und das ohne freiheitsentziehende oder fixierende Maßnahmen. Dank der maximal einstellbaren Höhe von 80 cm genießt auch das Pflegepersonal komfortable Arbeitsbedingungen.



floorline® 9.5|80

Maße

Außenmaß	102 x 240 cm
Liegefläche	90 x 200 cm
Bettverlängerung bis	220 cm
Höhenverstellung	9,5 - 80 cm
Lifterunterfahrbarkeit	< 15 cm

Gewichte

Bettgewicht	ca. 165 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
max. Personengewicht	185 kg

Alle Vorteile zum floorline 9.5|80 finden Sie hier:



„Das floorline® 9.5|80 bringt Sicherheit für die Bewohner. Und Entlastung für meine Mitarbeiter.“



„In diesem Bett bin ich sicher. Und traue mich wieder, einzuschlafen.“



„Die Bewohner danken es mir. Und mein Rücken erst recht.“



floorline® 9.5 | 80

Die Vorteile im Überblick



9,5 cm Niedrigsthöhe


- ⊕ Niedrigbett mit besonders bodennaher Schlafposition: komfortabel, selbstbestimmt und sicher
- ⊕ Verlässliche Sturzfolgenprophylaxe
- ⊕ Gleiten statt Fallen: Sicherheit ohne Fixierung auch für unruhige Schläfer

80 cm Pflegehöhe

- ⊕ Das Pflegepersonal kann rüchenschonend und kinästhetisch arbeiten
- ⊕ Körperliche Entlastung für Pflegekräfte
- ⊕ Große Stabilität dank innovativer Hubsäulenmechanik

Umfassende Ausstattung

- ⊕ Integrierte, werkzeuglose Bettverlängerung auf 210 oder 220 cm
- ⊕ Matratzenausgleich für eine bequeme und physiologisch sinnvolle Sitzposition
- ⊕ Serienmäßige Unterbettbeleuchtung für mehr Sicherheit in der Nacht



Besonders komfortabel: vielfältige Sitz- und Liege-einstellungen für beste Pflege und optimiertes Liegen und Sitzen

5-Stopp-Funktion

Umfangreiches Zubehörprogramm, wie z.B. der beleuchtete Handschalter für mehr Sicherheit in der Nacht

.bock®



Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Deutschland

Telefon: +49 5246 9205 0
Telefax: +49 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
E-Mail: info@bock.net

Vertriebspartner in Ihrer Nähe:

